

URINES DE 24 HEURES

Indications	Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire.
Renseignements cliniques	Sans objet
Conditions de prélèvement	A réaliser à distance de la période menstruelle chez la femme
Matériel	Flacon pour urines 24 heures
Techniques de prélèvement	<ul style="list-style-type: none"> - Au réveil, uriner (vider la vessie) dans les toilettes - Noter sur le flacon : date et heure (départ du recueil) - Puis, pendant 24 heures, jour et nuit, recueillir la totalité des urines dans le flacon, jusqu'au lendemain même heure. <p>Ex : vidange de la vessie à 6 h dans les WC, recueillir les urines, y compris celles de la nuit, jusqu'au lendemain à 6 h dans le flacon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifier le flacon avec nom et prénom, si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
Transport et conservation	Conservation au réfrigérateur (2-8°C) pendant toute la durée du recueil. Acheminer le flacon dans les plus brefs délais.