

Manuel de prélèvement
Cerballiance Martinique
Éditer Oct 30, 2023 3:10:25 PM

HLM (HEMATIES LEUCOCYTES PAR MINUTES OU COMPTE D'ADDIS-HAMBURGER)

Indications :

Mesure du débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines.

Renseignements cliniques :

Contexte de la demande

Conditions de prélèvement :

Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.

Matériel :

Nécessite un flacon de 500ml



Techniques de prélèvement :

3 heures avant le lever habituel :

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- Boire un grand verre d'eau.
- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.
 - Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire

Après ces 3 heures :

- pour recueillir la **totalité** des urines.
- Noter la date et l'heure sur le flacon.
- Identifier le flacon (NOM, PRENOM, si cela n'a pas été fait par le laboratoire)

Attention : dans l'intervalle des 3 heures, toutes les urines émises doivent être récupérées dans le flacon.

Transport et conservation :

Conservation à température ambiante (15-25°C).

Acheminer le flacon le matin de la fin du recueil au laboratoire.